


Anticuerpo Policlonal Anti-Igfals Para Wb, Elisa - P35858

Número de artículo: CM0013889



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IGFALS humano validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. IGFALS, una proteína plasmática secretada, regula la biodisponibilidad de IGF mediante la formación de complejos ternarios. Ideal para estudiar interacciones proteicas y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IGFALS pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ALS; ACLSD; IGFALS
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3483
GenelD	3483
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 396-605 del IGFALS humano (NP_004961.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P35858
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo