

Anticuerpo Monoclonal Anti-Igfbp1 Para Wb, Elisa - P08833

Número de artículo: CM0002865



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IGFBP1 humano, adecuado para Western blot y ELISA. IGFBP1 regula la biodisponibilidad de IGF y la migración celular; útil para la investigación de factores de crecimiento y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IGFBP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3484
GeneID	3484
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 160-259 del IGFBP1 humano (P08833).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P08833
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo