

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igfbp1 Para Wb, Elisa - P08833

Número de artículo: CM0017045



Introducción

IGFBP1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido a la proteína 1 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina humana, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación sobre señalización de IGF, migración celular y regulación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IGFBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AFBP; IBP1; PP12; IGF-BP25; hIGFBP-1; IGFBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3484
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-250 de IGFBP1 humana (NP_000587.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08833
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo