


Anticuerpo Monoclonal Anti-Igfbp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18065

Número de artículo: CM0009546



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra IGFBP2 humano. Validado para WB, IHC-P y ELISA. Útil para la investigación sobre la unión del factor de crecimiento similar a la insulina, la migración celular y la apoptosis mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IGFBP2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
Especies	Humano
ID del gen	3485
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 226-325 de IGFBP2 humano (P18065)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P18065
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo