


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igfbp3 Para Wb Y Elisa - P17936

Número de artículo: CM0016439



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IGFBP3 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta una banda de 32 kDa y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre señalización de IGF y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra IGFBP3
Observaciones/Alias	IBP3; BP-53; IGFBP3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3486
ID del Gen	3486
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 100-200 de IGFBP3 humano (NP_000589.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17936
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo