

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igfbp4 Para Wb, Elisa - P22692

Número de artículo: CM0015630



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo IGFBP4 validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la biodisponibilidad de IGF y la regulación del crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IGFBP4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3487
GeneID	3487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 178-258 de IGFBP4 humano (NP_001543.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P22692
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo