

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igfbp4 - P22692

Número de artículo: CM0020386



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IGFBP4 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta IGFBP4 en muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización de IGF y la regulación del crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-IGFBP4
Observaciones/Alias	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Especie	Humano
ID de gen	3487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-258 de IGFBP4 humano (NP_001543.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22692
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo