

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igfbp7 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q16270

Número de artículo: CM0010195



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra IGFBP7 humano (Q16270). Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre angiogénesis, adhesión celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra IGFBP7
Observaciones/alias	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3490
ID del gen	3490
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de IGFBP7 humano (Q16270).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q16270
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo