

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igfbp7 Para Wb, Elisa - Q16270

Número de artículo: CM0016916



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IGFBP7 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce IGFBP7 de ratón y rata. Ideal para estudiar la unión del factor de crecimiento similar a la insulina, la adhesión celular y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | IGFBP7 pAb de conejo                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (humano)     | 3490                                                                                                                                 |
| GeneID              | 3490                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-282 del IGFBP7 humano (NP_001544.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                          |
| SWISS               | Q16270                                                                                                                               |
| Peso proteico       | 29kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |