

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igfbpl1 Para Wb, Elisa - Q8Wx77

Número de artículo: CM0023200



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al IGFBPL1 humano (IGFBP-rP4). Validado en WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la señalización de IGF y la supresión de tumores. 29kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IGFBPL1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IGFBPRP4; IGFBP-RP4; bA113O24.1; IGFBPL1
Especie	Humano
ID de Gen	347252
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del IGFBPL1 humano (NP_001007564.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WX77
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo