


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igha1 Para Wb, Fc, Elisa - P01876

Número de artículo: CM0027429



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IGHA1 humana (región constante de la cadena pesada de IgA1). Validado para WB, FC, ELISA; adecuado para la investigación de inmunoglobulinas y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-IGHA1
Observaciones/Alias	IgA1; IGHA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3493
GeneID	3493
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 122-353 de IGHA1 humana (P01876)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01876
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo