

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ighd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01880

Número de artículo: CM0002304



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IGHD validado para WB, IHC-P y ELISA. Se dirige a la cadena delta constante pesada de inmunoglobulina humana (P01880) para la investigación de células B e inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IGHD Rabbit mAb
Especie	Humano
GeneID (humano)	3495
GeneID	3495
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de IGHG humano (P01880).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01880
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo