


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ighmbp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P38935

Número de artículo: CM0020902



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IGHMBP2 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre helicasa de ARN, biogénesis de ribosomas y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo IGHMBP2
Observaciones/Alias	HCSA; HMN6; CATF1; CMT2S; SMARD1; SMUBP2; ZFAND7; IGHMBP2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3508
ID del Gen	3508
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 540-720 de IGHMBP2 humano (NP_002171.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38935
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo