

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igsf3 Para Wb, Elisa - 075054

Número de artículo: CM0016289

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra la IGSF3 (EWI-3) humana está validado para Western blotting y ELISA. Adecuado para estudiar la expresión del miembro 3 de la superfamilia de las inmunoglobulinas en tejidos de placenta, riñón y pulmón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IGSF3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	V8; LCDD; EWI-3; IGSF3
Especie	Humano
ID del gen	3321
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-562 de la IGSF3 humana (NP_001007238.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75054
Peso de la proteína	135kDa
Envío	Bolsa de hielo