

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igsf6 Para Wb Y Elisa - 095976

Número de artículo: CM0017204

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-IGSF6 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Inmunógeno de proteína recombinante que abarca los aminoácidos 1-241. Adecuado para investigación en inmunología sobre la proteína DORA/IGSF6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	IGSF6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DORA; IGSF6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10261
ID del Gen	10261
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-241 de IGSF6 humano (NP_005840.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95976
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo