


Anticuerpo Policlonal Anti-Ik Para Wb, Elisa - Q13123

Número de artículo: CM0014967



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IK humano (Red/RER). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del espliceosoma y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RED; RER; CSA2; IK
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3550
ID de Gen	3550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de IK humano (NP_006074.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13123
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo