

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ikaros Para Wb, Elisa - Q13422

Número de artículo: CM0024698



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Ikaros (Q13422) validado para WB y ELISA en humano. Se dirige al factor de transcripción Ikaros involucrado en la diferenciación linfocítica y eritroide. Ideal para estudios de inmunodetección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Ikaros
Observaciones/Alias	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10320
GeneID	10320
Inmunógeno	Proteína recombinante Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 296-457 de Ikaros humano (NP_006051.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13422
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo