


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ikaros Para Wb - Q13422

Número de artículo: CM0022475



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Ikaros humano (IKZF1), validado para WB, IF/ICC, ELISA y ChIP. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la diferenciación hematopoyética y el desarrollo de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Ikaros
Observaciones/Sinónimos	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
Especie	Humano
GeneID (humano)	10320
GeneID	10320
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 1 y 270 de Ikaros humano (NP_001207694.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13422
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo