

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ikba Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25963

Número de artículo: CM0002901



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IκBα humano (inhibidor alfa de NF-kappa-B). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con seres humanos, ratón y rata. Peso molecular predicho de 36 kDa. Ideal para estudios de señalización de NF-kB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IκBα mAb de conejo
Observaciones/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IκBα
Especie	Humano
GeneID (humano)	4792
GeneID	4792
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25963
Peso molecular de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo