

Anticuerpo Policlonal Anti-I κ B α Para Wb, Elisa - P25963

Número de artículo: CM0013236



Introducción

pAb de conejo anti-I κ B α de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Detecta el inhibidor alfa de NF-kappa-B endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la vía NF- κ B y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-I κ B α
Observaciones/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; I κ B α
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4792
ID de gen	4792
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 166-265 de I κ B α humana (NP_065390.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25963
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo