

Anticuerpo Policlonal Anti-Ikba Para Wb, Ip, Elisa - P25963

Número de artículo: CM0016911



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo frente a IkBα humana (inhibidor alfa de NF-kappa-B), apto para WB, IP y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización de NF-κB, la inflamación y las respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IkBα Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IkBα
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4792
GeneID	4792
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 201-300 de IkBα humana (NP_065390.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25963
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo