

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ikbα Para Wb, Elisa - Q63746

Número de artículo: CM0011244

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Ikbα (NFKBIA). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para estudios de señalización de NF-kappa-B. Peso molecular predicho: 35 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Ikbα
Observaciones/Alias	RL/IF-1; Ikbα
Especie	Rata
GeneID (Humano)	4792
GeneID	25493
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-314 de Ikbα de Rata (NP_001099190.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q63746
Peso Proteico	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo