

Anticuerpo Policlonal Anti-Ikbip Para Wb, If/Icc, Elisa - Q70Uq0

Número de artículo: CM0028787

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a IKBIP (proteína interactuante de la quinasa inhibidora del factor nuclear kappa-B), un factor pro-apoptótico regulado por p53. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IKBIP Conejo pAb
Observaciones/Alías	IKIP; IKBIP
Especie	Humano
GeneID (humano)	121457
GeneID	121457
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 115-350 de IKBIP humano (NP_963906.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q70UQ0
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo