

Anticuerpo Policlonal Anti-Ikbkap Para Wb, Ihc-P Y Elisa - O95163

Número de artículo: CM0018009



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IKBKAP de alta calidad, validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudiar el complejo elongador, la modificación del ARNt y la investigación sobre neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IKBKAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FD; DYS; IKAP; IKI3; TOT1; IKBKAP
Especie	Humano
GeneID (humano)	8518
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1093-1332 de IKBKAP humano (NP_003631.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95163
Peso de la proteína	150 kDa
Envío	Bolsa de hielo