


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ikk Beta Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O14920

Número de artículo: CM0008520



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de alta especificidad contra IKK beta humano. Validado para Western blot, inmunoprecipitación, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigación de señalización NF- κ B e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo IKK beta
Observaciones/Alias	IKK2, IKKB, IKK-2, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKB1KB, IKK-beta
Especie	Humano
GeneID	3551
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 261-411 de IKK beta humano (NP_001547.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14920
Peso Proteico	29-87 kDa
Envío	Bolsa de hielo