


Anticuerpo Policlonal Anti-Ikk α Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O15111

Número de artículo: CM0022893



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IKK α humana, que detecta una banda de ~85 kDa. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio de vías de NF- κ B canónicas y no canónicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IKK α Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKK α
Especie	Humana
GeneID (Humano)	1147
GeneID	1147
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 600-700 de IKK α humana (NP_001269.3).
Origen	Conejo
Categoría	Policlonal
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15111
Peso proteico	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo