

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ikk α Para Wb, Elisa - O15111

Número de artículo: CM0007306



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IKK α humano (CHUK, IKK1, IKKA) para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de NF-kappa-B en vías de respuesta inmune e inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra IKK α
Observaciones/Alias	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alfa; IKK α
Especie	Humano
ID del gen	1147
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O15111
Peso de la proteína	85kDa
Envío	Bolsa de hielo