

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ikkε (Ikbke) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14164

Número de artículo: CM0013026

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IKKε humano (IKBKE), adecuado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta IKKε humano, de ratón y de rata. Una herramienta esencial para estudiar la inmunidad innata y la señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-IKKε
Observaciones/Alias	IKKε; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Especie	Humano
GeneID (humano)	9641
GeneID	9641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 495-716 de IKKε humano (NP_054721.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14164
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo