

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ikkε (Ikbke) Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - Q14164

Número de artículo: CM0018577

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IKKε (IKBKE) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta IKKε endógena en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de la inmunidad antiviral y las vías de señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IKKε Rabbit pAb
Observaciones/alias	IKKE; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Especie	Humano
GeneID (humano)	9641
GeneID	9641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 497-716 de la IKKε humana (NP_054721.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q14164
Peso de la proteína	80 kDa
Envío	Bolsa de hielo