

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ikkε Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14164

Número de artículo: CM0010916

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IKKε (IKBKE), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Reconoce los aminoácidos 1-100 del extremo N-terminal del IKKε humano (Q14164). Ideal para estudiar la inmunidad innata antiviral y las vías de señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IKKε mAb de Conejo
Observaciones/Alias	IKKε; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9641
GeneID	9641
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14164
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo