


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ikky Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Y6K9

Número de artículo: CM0010946



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad dirigido contra IKK γ humana (modulador esencial de NF-kappa-B). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta niveles endógenos en humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de la vía de señalización de NF- κ B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	IKK γ Acm de conejo
Observaciones/Alias	IP, IP1, IP2, FIP3, IKKG, IPD2, NEMO, FIP-3, Fip3p, IMD33, SAIDX, AMCBX1, EDAID1, IKKAP1, ZC2HC9, IKK-gamma
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8517
GeneID	8517
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-419 de IKK γ humana (NP_003630.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6K9
Peso proteico	48 kDa / 56 kDa / 37 kDa
Envío	Bolsa de hielo