


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ikky Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6K9

Número de artículo: CM0015157



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IKKγ (NEMO) de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Esencial para la investigación de la señalización de NF-kappa-B y el complejo IKK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IKKγ Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; IKKγ
Especie	Humano
ID del Gen	8517
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-390 de IKKγ humano (NP_003630.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6K9
Peso de la Proteína	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Envío	Bolsa de hielo