


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ikky Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y6K9

Número de artículo: CM0013944



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IKKγ (NEMO) validado para Western Blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reconoce el modulador esencial de NF-kappa-B humano y de ratón para estudios de señalización inflamatoria e investigación de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] IKKγ Rabbit pAb
Observaciones/alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Ky
Especie	Humano
GeneID (humano)	8517
GeneID	8517
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-419 de la IKKγ humana (NP_003630.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9Y6K9
Peso de la proteína	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Envío	Bolsa de hielo