


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ikkβ Para Wb, Ihc-P Y Elisa - O14920

Número de artículo: CM0007566



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la IKKβ humana (O14920) para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Ideal para estudios de señalización de NF-κB y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IKKβ
Observaciones/Sinónimos	IKK2; IKKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKBIKB; IKK-beta; IKKβ
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3551
ID del gen	3551
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la IKKβ humana (O14920).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O14920
Peso de la proteína	29-87 kDa
Envío	Bolsa de hielo