


Anti-Ikk β Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - O14920

Número de artículo: CM0023125



Introducción

El IKK β Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas y de ratón. Se dirige a la quinasa IKK β esencial para la señalización inflamatoria de NF- κ B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	IKK β Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IKK2, IKKB, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKB1KB, IKK-beta, IKK β
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3551
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-669 del IKK β humano (NP_001547.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14920
Peso proteico	29-87 kDa
Envío	Bolsa de hielo