


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ikk β Para Wb, Elisa - O14920

Número de artículo: CM0018518



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IKK β (IKK2, IKBKB), adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar la señalización de NF-kappa-B, las respuestas inmunitarias y las enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-IKK β
Observaciones/Alias	IKK2; IKBKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKB1KB; IKK-beta; IKK β
Especie	Humano
GeneID (humano)	3551
GeneID	3551
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-669 de IKK β (NP_001547.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	O14920
Peso de la proteína	29-87 kDa
Envío	Bolsa de hielo