

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ikzf3 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

Número de artículo: CM0009986

Introducción

Anticuerpo Monoclonal Anti-IKZF3 validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con IKZF3 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante. Esencial para estudios de diferenciación de linfocitos, desarrollo de células B y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IKZF3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	22806
ID de Gen	22806
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-509 del IKZF3 humano (Q9UKT9).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKT9
Peso Molecular de la Proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo