

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ikzf3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

Número de artículo: CM0006863

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a IKZF3 (Aiolos) humano para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y rata. Ideal para investigación en diferenciación de linfocitos y biología de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IKZF3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	22806
ID del gen	22806
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de IKZF3 humano (Q9UKT9).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9UKT9
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo