

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ikzf3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukt9

Número de artículo: CM0026196

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IKZF3 (Aiolos), validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas y de ratón. Desempeña un papel clave en la diferenciación de células B y la regulación de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	IKZF3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22806
GeneID	22806
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-450 del IKZF3 humano (NP_036613.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UKT9
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo