


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL-1 Alfa Para Wb Y Elisa - P01583

Número de artículo: CM0021663



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL-1 alfa humana, adecuado para WB y ELISA. Validado para muestras humanas, de ratón y de rata. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 112-271. Útil para estudiar la inflamación y la respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL-1 alfa Conejo pAb
Observaciones / Alias	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3552
GeneID	3552
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 112-271 de la IL-1 alfa humana (NP_000566.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01583
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo