

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL-1 Beta Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01584

Número de artículo: CM0015209



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la IL-1 beta humana (IL1 β , IL-1, IL1F2). Adecuado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con IL-1 β de humano, ratón y rata. Para investigación en inflamación y citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL1 β Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3553
GeneID	3553
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-269 de la IL1 β humana (NP_000567.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01584
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo