

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-13 Para Fc, Elisa - P20109

Número de artículo: CM0006207

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la IL-13 de ratón, validado para citometría de flujo intracelular y ELISA. Específico para la IL-13 de ratón, con un peso proteico de 14 kDa. Adecuado para la investigación de alergias e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL-13
Observaciones/alias	IL-13
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3596
GeneID	16163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-131 de la IL-13 de ratón (NP_032381.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular), ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P20109
Peso proteico	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo