


Anticuerpo Monoclonal Anti-IL-13R α 1 (Cd213A1) Para Citometría De Flujo - P78552

Número de artículo: CM0008055



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra IL-13R α 1 humano (CD213a1). Validado para citometría de flujo en muestras humanas, apoyando estudios de señalización IL-13/IL-4 en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD213a1/IL-13R α 1 mAb
Observaciones/Alias	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; subunidad alfa-1 del receptor de interleucina-13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3597
GeneID	3597
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-343 del CD213a1/IL-13R α 1 humano (NP_001551.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso Proteico	31kDa/48kDa
Envío	Bolsa de hielo