

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-15Ra Para If/Icc, Fc, Elisa - Q60819

Número de artículo: CM0009581



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad contra IL-15RA de ratón (CD215) para IF/ICC, FC y ELISA. Inmunógeno de proteína recombinante, PM 28 kDa, presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para el estudio de la señalización de IL-15 y la función de las células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL-15RA
Observaciones/Alias	IL15ra
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3601
GeneID	16169
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-205 de CD215/IL-15Rα de ratón (NP_032384.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q60819
Peso molecular	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo