


Anticuerpo Monoclonal Anti-IL-17Rb Para Fc, Elisa - Q9Nrm6

Número de artículo: CM0006397



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra IL-17RB humano para FC y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de citoquinas proinflamatorias, la diferenciación de células hematopoyéticas y la biología de los tejidos endocrinos. - Q9NRM6

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL-17RB Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CRL4, EVI27, IL17BR, IL17RH1
Especie	Humano
ID de Gen	55540
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-289 del IL-17RB humano (NP_061195.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRM6
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo