

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-1Ra Para Wb Y Elisa - P25085

Número de artículo: CM0006374

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el antagonista del receptor de interleucina-1 de ratón (IL-1RA/IL-1ra) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Adecuado para investigación sobre inflamación y citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL-1RA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IL-1ra; F630041P17Rik; IL-1RA
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3557
GeneID	16181
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-178 de IL-1RA de ratón (NP_001034790.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P25085
Peso Proteico	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo