

Anticuerpo Monoclonal Anti-IL-1Racp Para Wb, Elisa - Q9Nph3

Número de artículo: CM0005967



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la proteína accesoria del receptor de interleucina-1 humana (IL-1RacP/IL1R3). Validado para WB, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de IL-1, IL-36 e IL-33.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL-1RacP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3556
GeneID	3556
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 391-470 de IL-1RacP humana (NP_002173.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPH3
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo