


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL-1Racp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph3

Número de artículo: CM0030555



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a IL-1RacP humano (IL1R3), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre vías de señalización de IL-1/IL-33/IL-36 e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL-1RacP Rabbit pAb
Abreviaturas / Sinónimos	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3556
ID del gen	3556
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-356 de la IL-1RacP humana (NP_001161402.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPH3
Peso molecular de la proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo