

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-21 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Hbe4

Número de artículo: CM0008642



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IL-21 humano validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reacciona con humano y rata. Se dirige a la citocina IL-21 involucrada en la inmunidad, la generación de células Tfh y la producción de anticuerpos por linfocitos B. Adecuado para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-IL-21 de conejo
Observaciones/Alias	Za11; IL-21; CVID11
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	59067
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-162 de la IL-21 humana (NP_068575.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9HBE4
Peso de la proteína	18kDa/19kDa
Envío	Bolsa de hielo