

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-27Ra/Wsx-1 Para Fc Y Elisa - Q6Uwb1

Número de artículo: CM0005550



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IL-27RA/WSX-1 humana, validado para citometría de flujo y ELISA con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación de respuesta inmune Th1 y señalización por citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL-27RA/WSX-1 mAb de conejo
Notas/Alias	CRL1; TCCR; WSX1; IL27R; IL-27RA; zcytor1; IL-27RA/WSX-1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	9466
GeneID	9466
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-283 de IL-27RA/WSX-1 humana, NP_004834.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	Q6UWB1
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo